

GLAMWHITE ELITE KIT – KASUTUSJUHEND

ENNE KASUTAMIST: Enne kasutamist peske hambad.

Enne valgendamist võtke hambavalgenduskarbist hammaste tooni määraja ja märkige üles oma hammaste toon.

HAMBAJÄLJENDI ETTEVALMISTUS: Täpse hambajäljendi saavutamiseks asetage polümeerist mudelid kuuma vette ja seejärel ülemisele ja alumisele hambakaarele. Kuna jäljendimaterjalil on madal sulamistemperatuur, siis pole vaja kasutada keevat vett. Veenduge, et hambajäljendid saaksid korralikult vormitud, et hiljem valgendusgeel hammastega kindlasti korralikult kontaktis oleks.

Etapp 1: Ajage vesi keema ja jätke 1. minutiks jahtuma. Asetage esimene jäljend 1 kuni 3 sekundiks vette, kuni see muutub modelleeritavaks. Korrake sama teisega. **NB:** **Kauemaks vette jätmine võib põhjustada jäljendi kahanemise.**

Etapp 2: Asetage jäljend hammaste ümber ja vajutage sõrmedega pealtpoolt hambakaarele. Sisemist kaart muljuge keelega. Laske jahtuda kuni jäljend on hammaste kuju võtnud. Tehke sama alumise hambakaarega. Jäljend säilitab oma kuju ja järgmiste valgendamiste korral seda tegevust korrata vaja pole.

Etapp 3: Kui jäljendid on modelleeritud siis lõigake ääred madalamaks nii, et saate suu täielikult sulgeda ajal, kui hambajäljendid on suhu asetatud.

Etapp 4: Veenduge, et jäljendmudelid on puhtad ja kuivad enne geeli sissekandmist. Niiskus vähendab tõhusust ja aeglustab valgendusprotsesse. Pressige valgendusmass süstlast jäljendite seesmisele esipinnale (mis puutub hammaste eesosaga kokku). Pange geeli just niipalju, et jäljendid oleks kaetud õhukese geelikihi. Liigne geel võib ärritada igemeid. Keskmiselt alla 1 ml geeli ühe jäljendi kohta. Sulgege korgiga geelituub.

Etapp 5: Asetage jäljend hammastele, suruge vastu hambaid ja pühkige salvrätiga äärtelt üleliigne geel.

Etapp 6: Avage valgendamiseks mõeldud mini LED lambi tagumine osa ja eemaldage patareide all olev läbipaistev plastikriba. Kui riba on eemaldatud ja patareid uuesti sisestatud, siis vajutage valget nuppu ja lülitage lamp sisse. Seejärel asetage LED lamp oma hammaste ette nii lähedale, kui võimalik ja hoidke seda seal protseduuri lõpuni.

Etapp 7: Vastavalt hammaste tundlikkusest, hoidke jäljendeid 20-35 minutit suus ja valgendage kogu aja lambiga.

Etapp 8: Pärast igat hambavalgendusessiooni eemaldage jäljend ja puhastage hambad geelist.

HOIUSTAMINE: Puhastage jäljendid külma vee all hambaharja või vatipulgaga. Säilitage jäljendeid kuivas (soovitavalt kaasasolevas pakendis).

HOIATUS: Mitte neelata, vältige silma sattumist, hoida lastele kättesaamatus kohas, mitte kasutada alla 18 eluaasta. Mitte kasutada kui olete lapseootel või toidate rinnaga, hambad ei ole korras või esineb igemehaiguseid. Samuti kui kannate hambaklambreid. Ei tohi kasutada pärast äsjast hambakirurgiat või kui Teil esineb lõualuuprobleeme.

Geeli koostisained: Glycerin, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Sodium Saccharin, Mica, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Sodium Carbonate Peroxide (Sodium Percarbonate), CI 77891.

Imporditud: Whitening World Ltd, 26 York Street, London, W1U 6PZ, United Kingdom

PARIM ENNE: Vaadake pakendilt

PARTII NUMBER: Vaadake pakendilt